



サトウキビ由来
バイオマス

10%
使用

植物由来プラスチック素材

バイオCT



中央化学株式会社

特許出願済

OK

130℃

開封識別機能付き

配達時の開封を防ぐデリバリー容器で
美味しさと安全・安心を届けます。



開封前



開封後

容器の未開封が
一目瞭然!!

S
H
I
E
L
D

シールド

バイオCTは
植物由来プラスチックを
10%使用した
環境配慮型製品です。

植物由来
サトウキビ

CO₂排出量

-7%

(当社CT比)

バイオマス原料

10%

使用

蓋を確実にロック



スナップ部分を止めて蓋を確実にロック。正しい位置からしか開封できないようになっています。

開封の痕跡を残す



スナップ部の嵌合を外して開封すると、痕跡が残るミシン目構造を採用しています。



蓋に触らせないから、こじ開け防止

内嵌合にすることに加え、蓋のカット部を本体の内側に食い込ませることで極力、蓋に触れない構造になっています。そのため、開封口以外からのこじ開けを防止できます。

-素材-

Material

● BCT (バイオ CT) / ポリプロピレン+タルク+バイオマスプラスチック
CTにバイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。耐熱温度 130℃。レンジ可。オープン不可。

-色柄-

Color



BK

-形状-

Shape



20-16



24-16



24-19

※内容量 (ml) はおよその目安です。

素材：●BCT(電子レンジ対応) ●OPS

品 名	サイズ(mm)	入 数		BK	蓋	
		ケース	袋		素材	高さ(mm)
BCT シールド 20-16	195×160×52	800	50	●	●	10
BCT シールド 24-16	240×160×52	600	50	●	●	10
BCT シールド 24-19	240×188×52	400	50	●	●	10